

Light™ fistula needle l'aiguille a fistule Light™

by **Meditechlab**



- Rotating hub fistula needles
- Arterial needles with oval back eye
- Needles with coloured coded clamps
- Ultra thin walled canulas
- Siliconized canulas to reduce trauma to vessels
- Two types of sterilisation: EO & R
- Aiguille à fistule à embase rotative
- Aiguille artérielle à orifice latéral
- Aiguilles à clamps en couleur
- Canules à paroi ultra mince
- Canules siliconées
- Deux types de stérilisation: EO & R

Type	Gauge	Cannula * (mm)	PVC Tube (cm)	Reference	Sterilization
Arterial	15	25	15	A 15 25 15	EO / R
Venous	15	25	15	V 15 25 15	EO / R
Arterial	15	25	30	A 15 25 30	EO / R
Venous	15	25	30	V 15 25 30	EO / R
Single Needle	15	25	15	Y 15 25 15	EO / R

Arterial	16	25	15	A 16 25 15	EO / R
Venous	16	25	15	V 16 25 15	EO / R
Arterial	16	25	30	A 16 25 30	EO / R
Venous	16	25	30	V 16 25 30	EO / R
Single Needle	16	25	15	Y 16 25 15	EO / R

Arterial	17	25	15	A 17 25 15	EO / R
Venous	17	25	15	V 17 25 15	EO / R
Arterial	17	25	30	A 17 25 30	EO / R
Venous	17	25	30	V 17 25 30	EO / R
Single Needle	17	25	15	Y 17 25 15	EO / R

Meditechlab®