

Nephrolab™

by Meditechlab®

Nephrolab™, an automatic concentrate manufacturing unit, prepares all formulations of Unidose™ bags used in dialysis: acid, bicarbonate and acetate under the strictest rules of the industry.

The preparation is simple and controlled by an automatic reliable PLC system. Water inlet, dissolution and delivery are managed by Nephrolab.

Steridose™ bags can be used to disinfect the mixing tank.

Different Nephrolab models are made available to satisfy the highest demanding needs. All models enjoy the same reliable construction and design insuring good dissolution and minimum maintenance.

Options:

- Tanks capacity of 50, 100 & 300 liters
- Heating element (for cold environments)
- Display of conductivity or pH
- Touch screen panel control
- RO water preparation
- UV sterilization of concentrate

Nephrolab™, unité de fabrication de concentré de dialyse, prépare vos bains de dialyse acide, bicarbonate et acétate à partir des sachets Unidose™ conformément aux plus hautes exigences de l'industrie.

La préparation est simple et contrôlée par un automate de grande fiabilité. L'admission de l'eau, la dissolution et le transfert sont assurés par Nephrolab.

Les sachets Steridose™ assurent de leur part la désinfection de la cuve.

Plusieurs modèles du Nephrolab existent pour répondre aux exigences les plus variées. Tous ces modèles jouissent de la même de fiabilité de préparation, de fonctionnement et d'entretien.

Options:

- Cuves de 50, 100 et 300 litres.
- Élément de chauffage (pays froids)
- Affichage de la conductivité ou pH
- Dalle tactile interface automate opérateur.
- Préparation d'eau osmosée
- Traitement par UV



Meditechlab®